

kompatibel zu Biomet 3i™ Certain®

Implantat Ø:  3,4 mm  4,1 mm  5,0 mm  6,0 mm

Kd.-Nr. \_\_\_\_\_ Praxisstempel/Name \_\_\_\_\_ Regio:

Patienten-Name \_\_\_\_\_ Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_

**Formular übermitteln:** per Fax (+43 6462 601111) oder Mail (info@cadstar.dental)

**Höhe des Emergenzprofils:** (Min. 0,5 mm / Max. 5 mm)

Mesial  mm    Distal  mm    Palatinal/Lingual  mm    Labial  mm

**Durchmesser des Emergenzprofil:** (Min. Ø 5 mm / Max. Ø 8 mm)

mm

**Anschlussrotation ankreuzen:**



**Abutmentneigung und Stumpfhöhe wählen:** (Abutmentneigung max. 25° / Stumpfhöhe max. 15 mm)

Neigung: (PALATINAL)

Grad

Neigung: (LABIAL)

Grad

Neigung (DISTAL):

Grad

Neigung: (MESIAL)

Grad

Stumpfhöhe:

mm

