CADstar PMMA Telio CAD®



Bei TELIO CAD® Discs handelt es sich um Rohlinge aus PMMA (Polymethylmethacrylat), aus denen mittels CAD/CAM Technologie, sowohl Einzelzähne als auch ein- oder mehrgliedrige vollanatomische Restaurationen für Provisorien beschliffen werden können.

Mittels zusätzlicher Schichtmassen und Malfarben können ästhetische Optimierungen vorgenommen werden.

Die wichtigsten Eigenschaften sind:

- hohe Materialhomogenität aufgrund des industriellen Fertigungsprozesses
- keine Giftstoffe und Benzolperoxid frei
- dauerhafte Farbstabilität und natürliche Fluoreszenz
- einfache Reproduzierbarkeit des Provisoriums