

Schientherapie nach dem „Easy Excellence“-Prinzip

Mit dem neuen „staraligner“-System präsentiert der österreichische CAD/CAM-Spezialist CADstar jetzt eine hochfunktionelle und für alle Beteiligten äußerst komfortable Alternative zur herkömmlichen Therapie.




Bild links: Der staraligner-Therapieplan wird im Rahmen eines Aufklärungsgesprächs mit dem Patienten besprochen. – **Bild Mitte:** Unverbindliche Präzision und Tragekomfort gewährleistet der automatisierte Fertigungsprozess, bei dem die Schienen computergestützt ausgeschnitten werden. – **Bild rechts:** Das Komfort-Plus sieht man dem staraligner-System schon an der Verpackung an: In der Box liegen die Schienen für jeden Behandlungsschritt – sauber getrennt und beschriftet – bereit.

Wer auf der Suche nach einer sinnvollen Alternative zu klassischen Zahnspangen oder Alignersystemen aus Übersee ist, der sollte sich einmal mit dem österreichischen Therapiemodell „staraligner“ von CADstar befas-

wie geringe In- bzw. Extrusion. Dem Behandler steht frei, ob er eine Schientherapie auf Basis eines Studiomodells oder 3D-Daten von offenen Desktop- oder Intraoral-Scannern bei CADstar beauftragt. Modelle werden in ganz Europa innerhalb von 24 Stunden per Kurier abgeholt, der Therapieplan liegt innerhalb von zwei Tagen vor, die Fertigung und Auslieferung von Schienen dauert sieben Werktagen. Kostentechnisch liegt eine staraligner-Therapie im Schnitt bei moderaten 1.590,-Euro. Das Beste daran: Wird das Behandlungsergebnis nicht gemäß Therapieplan erreicht, sind alle weiteren Therapiemaßnahmen für den Behandler kostenlos. Egal aus welcher Perspektive man es betrachtet: So lassen sich Exzellenz und Komfort bestens vereinbaren.

und Patient gleichermaßen bei der Aufklärung sowie der Kostenbesprechung. Die anschließende, komplett digitale Produktion sichert höchste Passgenauigkeit der Schienen – für einen Tragekomfort mit Wohlfühleffekt. Um den Bedürfnissen der anspruchsvollen Kunden und deren Patienten gerecht zu werden, wird das Alignerkonzept ständig weiterentwickelt und verbessert.

Lachen sowie problemlose Hygiene dank der herausnehmbaren Schienen.

Individualisierte Werbemittel
Um staraligner-Anwender bei der Patientenberatung effektiv zu unterstützen produziert CADstar für seine Kunden individualisierte Werbemittel und Informationsmaterial in höchster Qualität. Außerdem steht CADstar seinen Kunden mit Preisempfehlungen, Abrechnungsbeispielen und praktischen Verarbeitungstipps zur Seite. Weitere Informationen auf www.staraligner.at



CADstar verarbeitet sowohl analoge, als auch digitale Studiomodelle. Noch optimaler gestaltet sich der Datentransfer mit dem 3D-Scanner „CS ULTRA ORTHO“ von CADstar.

sen. Dieses Premium-Schienen-system entspricht voll und ganz dem „Easy Excellence“-Versprechen des erfolgreichen CAD/CAM-Spezialisten. Dafür sorgen ein schneller, innovativer Fertigungsprozess und ein äußerst attraktives Preis-/Leistungsverhältnis. Das macht Behandler und Patient gleichermaßen glücklich. Denn, anders als die üblichen Schienensysteme, bietet das innovative System dem Behandler nicht nur eine hervorragende Produktqualität, sondern auch Vorteile wie eine kostenlose Erstanalyse, eine faire Staffelpolitik sowie eine weltweit einmalige Zufriedenheitsgarantie. Das minimiert Risiko und Kosten. Auch der operative Aufwand fällt dank des hocheffizienten Workflows in Kombination mit dem Produktions- und Servicestandort Österreich deutlich geringer aus. Der Patient profitiert von einer ebenso anschaulichen wie maßgeschneiderten und effektiven Therapie, kulantem Konditionen und hervorragendem Tragekomfort. Hauptindikationen für staraligner sind dentoalveoläre Korrekturen bei moderatem frontalem Eng- und Lückenstand, Pro- und Retrusion der Front so-

wie geringe In- bzw. Extrusion. Dem Behandler steht frei, ob er eine Schientherapie auf Basis eines Studiomodells oder 3D-Daten von offenen Desktop- oder Intraoral-Scannern bei CADstar beauftragt. Modelle werden in ganz Europa innerhalb von 24 Stunden per Kurier abgeholt, der Therapieplan liegt innerhalb von zwei Tagen vor, die Fertigung und Auslieferung von Schienen dauert sieben Werktagen. Kostentechnisch liegt eine staraligner-Therapie im Schnitt bei moderaten 1.590,-Euro. Das Beste daran: Wird das Behandlungsergebnis nicht gemäß Therapieplan erreicht, sind alle weiteren Therapiemaßnahmen für den Behandler kostenlos. Egal aus welcher Perspektive man es betrachtet: So lassen sich Exzellenz und Komfort bestens vereinbaren.

Kürzere Behandlungsdauer und mehr Tragekomfort
Durch die hohe Passgenauigkeit der Schienen und der gezielten Anwendung von Druck wird bei der staraligner-Therapie die Behandlungsdauer verkürzt – bei maximalem Behandlungserfolg. Zudem gewährleistet das System höchste Ästhetik, keine Einschränkung beim Sprechen und

Schnelle Lieferung und faire Preispolitik
Die Lieferzeit der Aligner-Schienen ist durch die komplette Produktion in Österreich vergleichsweise kurz, den Preisvorteil durch den automatisierten Produktionsprozess gibt CADstar dabei an seine Kunden weiter. Sechs Preiskategorien sind maßgeblich für die leicht verständliche und faire Preispolitik des zertifizierten Unternehmens. Zudem leistet sich CADstar eine weitreichende Zufriedenheitsgarantie: Sollte das Behandlungsergebnis nicht wie im Therapieplan angegeben erreicht werden sind alle weiteren Therapiemaßnahmen kostenlos.

KN Adresse
CADstar GmbH
Sparkassenstraße 4
5500 Bischofshofen
Österreich
Tel.: +43 (0)6462 328-80
Fax: +43 (0)6462 6011-11
office@cadstar.dental
www.cadstar.dental

Unentgeltliche Analyse inkl. Kosteneinschätzung
Innerhalb von zwei Tagen erhalten Kieferorthopäden bzw. Zahnärzte mit kieferorthopädischer Erfahrung eine kostenlose Einschätzung des Patientenfalls, inklusive eines unverbindlichen Kostenvoranschlags und unter Angabe der voraussichtlichen Behandlungsdauer. Auf Basis des Dysgnathiefundes durch den Behandler wird anhand der digitalisierten Daten und computerunterstützter Analysemöglichkeiten ein individueller Therapieplan erstellt, in welchem alle wichtigen Aspekte der Behandlung klar und verständlich dargestellt werden:

- Ist-Situation
- Behandlungsziel
- Anzahl der benötigten Setups (Behaltungsschritte)
- Behandlungsdauer
- Benötigte Hilfsmittel
- Erforderliche Maßnahmen (Attachments, Stripping/ASR)

Durch den Therapieplan ist eine anschauliche Entscheidungshilfe gegeben. Dies hilft Behandler

ANZEIGE

